

COVID-19 Antigen Rapid Test (Swab)

Antigensneltest voor COVID-19 (Wattenstaafje)

REF: IC0V-502S

Voer zelftesten | Nederlands

Uw snelle test voor de kwalitatieve detectie van nucleocapside-eiwit-antigenen van SARS-CoV-2 die aanwezig zijn in monsters van neusswabs.

Aan voor zelftesten in vitro diagnostisch gebruik.

TESTPROCEDURE

01. Steek de neusswab in uw neusgang. Niet verder dan 2 cm. Vrijf de neusswab in een draaiend beweging 10 tot 15 keer streng langs de binnenwand van uw neusgang.
02. Haal de neusswab uit de verpakking. Raak het neusswab niet aan.
03. Haak de neusswab uit de verpakking. Raak het neusswab niet aan.
04. Steek de neusswab in uw neusgang. Niet verder dan 2 cm. Vrijf de neusswab in een draaiend beweging 10 tot 15 keer streng langs de binnenwand van uw neusgang.
05. Steek de neusswab onmiddellijk onder het buisje met de testkaset. Draak de neusswab op goed te zien. Draak de neusswab gedurende 10-15 seconden rond.
06. Trek de neusswab terug uit het buisje. Maak het buisje dicht. Maak het buisje dicht. Draak de neusswab terug uit het buisje.
07. Haal de testkaset uit de verpakking. Plaats de testkaset op een vlakke ondergrond.
08. Koer het buisje om en druppel 3 druppels van de oplossing in de testkaset. Laat het buisje omgekeerd staan. Laat het buisje omgekeerd staan. Laat het buisje omgekeerd staan.
09. Lees het resultaat af na 15 minuten. Interpreteer het resultaat niet meer na 20 minuten.
10. Plaats het resultaat af na 15 minuten. Interpreteer het resultaat niet meer na 20 minuten.
11. Plaats het resultaat af na 15 minuten. Interpreteer het resultaat niet meer na 20 minuten.
12. Was uw handen grondig met water en zeep na het gebruik van de test.

DE RESULTATEN AFLEZEN

Deel uw testresultaat met uw zorgverlener om volgt uw lokale COVID-richtlijn/-vereisten zorgvuldig op.

POSITIEF = u ziet twee gekleurde lijnen. Een gekleurde lijn verschijnt in het controlegebied (C) en een andere lijn verschijnt in het testgebied (T).

Let op: De intensiteit van de kleur in het testgebied (T) varieert op basis van de hoeveelheid SARS-CoV-2-antigen die in het monster aanwezig is. Daarom moet elke kleur in het testgebied (T) als positief worden beschouwd.

Het positieve resultaat betekent dat u mogelijk besmet bent met COVID-19, maar de resultaten moeten bevestigd. Volg uw lokale COVID-richtlijn/-vereisten zorgvuldig op. Indien nodig kan uw arts bevestiging een PCR-detectoren voorschrijven.

NEGATIEF = u ziet dat er slechts één gekleurde lijn verschijnt in het controlegebied (C). Er verschijnt geen lijn in het testgebied (T). Dit betekent dat het onwaarschijnlijk is dat u COVID-19 hebt, het is echter mogelijk dat zijn een negatief resultaat geeft dat onjuist is (een test negatief resultaat) bij sommige mensen met COVID-19. Dit betekent dat u mogelijk toch COVID-19 hebt, ook al is de test negatief. Daarnaast wordt aanbevolen de test binnen 1-2 dagen te herhalen, omdat het coronavirus niet in alle stadia van de infectie nauwkeurig kan worden gedetecteerd.

Zelfs met een negatief testresultaat moeten de regels voor afstand en hygiëne worden nageleefd en moeten migratie/reizen, het bijwonen van evenementen, enz. voortduren aan uw lokale COVID-richtlijn/-vereisten.

ONGELDIG: er verschijnt geen lijn in het controlegebied (C). De meest waarschijnlijke reden voor deze situatie is onvoldoende monstervolume of een ongepaste uitvoering van het proces. Het wordt aanbevolen de procedure opnieuw te bekijken en vervolgens opnieuw een test uit te voeren. Stop met het gebruik van de testkit als het probleem niet is opgelost en neem contact op met uw plaatselijke COVID-19-testlocatie.

BEHOEGT GEBRUIK

De COVID-19-antigen-sneltest (Wattenstaafje) is een snelle test voor eenmalig gebruik die bedoeld is om de aanwezigheid van nucleocapside-eiwit-antigenen van SARS-CoV-2 in monsters van neusswabs te detecteren. Het is niet bedoeld voor het vaststellen van de aanwezigheid van SARS-CoV-2-antigenen in andere soorten monsters. Het is niet bedoeld voor het vaststellen van de aanwezigheid van SARS-CoV-2-antigenen in monsters van andere soorten monsters. Het is niet bedoeld voor het vaststellen van de aanwezigheid van SARS-CoV-2-antigenen in monsters van andere soorten monsters.

ACHTERGROND

De COVID-19-antigen-sneltest (Wattenstaafje) is een kwalitatief membrangebonden immunoassay voor de detectie van nucleocapside-eiwit-antigenen van SARS-CoV-2 die aanwezig zijn in monsters van neusswabs. De test is ontworpen om de aanwezigheid van SARS-CoV-2-antigenen te detecteren in monsters van neusswabs. De test is ontworpen om de aanwezigheid van SARS-CoV-2-antigenen te detecteren in monsters van neusswabs.

REAGENTIA

De test bevat monoclonaal antilichamen tegen SARS-CoV-2 met getit anti-mus IgG als secundaire/antagonistische antilichamen tegen SARS-CoV-2 en mus IgG als detectie-reagentia.

MATERIALEN

Gebruik de volgende materialen:

- Testkasetje
- Extraktiepuffer
- Steriële
- Sac voor biologisch
- Buisjehouder
- Droog bewaren

Bevestigde, maar niet meegeweerde materialen

- Water

Beperkingen

1. Het niet opvolgen van deze procedure kan tot testresultaten leiden.
2. De COVID-19-antigen-sneltest (Wattenstaafje) geeft alleen de aanwezigheid van SARS-CoV-2-antigenen in het monster aan.
3. Negatieve testresultaten kunnen betekenen dat SARS-CoV-2 niet uit, met name bij mensen die zijn blootgesteld aan het virus. Als het testresultaat negatief of niet-reactief is in klinische symptomen blijven aanwezig. Dit komt doordat de test alleen de aanwezigheid van het virus detecteert en niet de symptomen. Het wordt aanbevolen opnieuw te testen met een nieuw kit of met een molecuulair diagnostisch apparaat op een andere manier dan deze procedure uit te voeren.
4. Een positief resultaat voor COVID-19 kan niet te schrijven zijn aan infectie met andere coronavirus-stammen dan SARS-CoV-2 en aan andere storende factoren.
5. kunnen fout-negatieve resultaten optreden als de virusconcentratie in het monster te laag is.

PRESTATIES

Klinische prestaties

Er is een klinische evaluatie uitgevoerd waarbij de resultaten van de COVID-19-antigen-sneltest werden vergeleken met het RT-PCR-testresultaat (referentiemethode).

Monsternummers

Monsternummer	Just	Geïdentificeerd
Positief monster	997	977
Negatief monster	332	332
Totaal	665	645
Gevoeligheid	97,00%	97,00%

COVID-19 Antigen Rapid Test (Swab)

Test antigénique rapide COVID-19 (Écouvillon)

REF: IC0V-502S

Un test rapide pour la détection qualitative des antigènes de la protéine de la nucléocapside du SARS-CoV-2 présents dans un prélèvement nasal par écouvillon.

Pour l'auto-test de diagnostic in vitro.

PROCÉDURE DE TEST (Laisser les test et tampon revenir à température ambiante avant le test.)

01. Couvrir la boîte de la poche. Ne pas toucher l'extrémité en coton.
02. Insérer l'écouvillon dans la narine. Ne pas insérer l'écouvillon à plus de 2 cm de profondeur. Faire tourner l'écouvillon 5 à 10 fois contre la paroi intérieure de chaque narine.
03. Retirer la casquette de test de la poche scellée en aluminium et utiliser dans un espace propre et aéré.
04. Retourner le tube et ajouter 3 gouttes de solution dans le puits d'écouvillon (S) de la casquette de test et attendre 1 minute.
05. Lire le résultat au bout de 15 minutes. Ne pas interpréter le résultat après 20 minutes.
06. Fermer la couverture ou fermer le tube à 231 mm de hauteur.
07. Retourner le tube et ajouter 3 gouttes de solution dans le puits d'écouvillon (S) de la casquette de test et attendre 1 minute.
08. Lire le résultat au bout de 15 minutes. Ne pas interpréter le résultat après 20 minutes.
09. Une fois le test terminé, placer les composants du kit dans un sac en plastique fermé hermétiquement, puis les mettre au rebut conformément aux réglementations locales. Ne pas réutiliser les composants saisis du kit.
10. Laver soigneusement les mains après la mise au rebut du test.

LIRE LES RESULTATS

Partagez vos résultats de test avec votre professionnel de santé et suivez attentivement les directives/exigences COVID locales.

POSITIF : deux lignes colorées apparaissent. Une ligne colorée apparaît dans la zone de la ligne de contrôle (C) et une autre apparaît dans la zone de la ligne de test (T).

Remarque : l'intensité de la couleur dans la zone de la ligne de test (T) varie en fonction de la quantité d'antigène du SARS-CoV-2 présents dans l'échantillon. Ainsi, toute nuance de couleur dans la zone (T) doit être considérée comme positive.

Un résultat positif signifie que vous êtes susceptible d'être infecté(e) par la COVID-19. Toutefois, un résultat doit être confirmé. Suivez scrupuleusement les directives/exigences locales en matière d'infection à la COVID-19. Le cas échéant, votre médecin pourra vous prescrire un résultat de détection par PCR pour confirmer le résultat.

NEGATIF : une seule ligne colorée apparaît dans la zone de la ligne de contrôle (C). Aucune ligne n'apparaît dans la zone de la ligne de test (T). Cela signifie qu'il est peu probable que vous soyez atteint de la COVID-19. Cependant, il est possible que ce test donne un résultat négatif qui est incorrect (un faux négatif) chez certaines personnes atteintes de la COVID-19. Cela signifie que vous pourriez quand même être atteint de la COVID-19, même si le test est négatif. De plus, il est recommandé de refaire le test dans les 1 à 2 jours qui suivent, car le coronavirus ne peut pas être détecté avec précision à toutes les phases de l'infection.

Même en cas de résultat négatif, il convient de respecter les gestes barrières et les règles d'hygiène. Veuillez suivre les directives/exigences locales en matière d'infection à la COVID-19 lors de vos déplacements, de votre participation à des événements, etc.

NON VALIDE : aucune ligne n'apparaît dans la zone de la ligne de contrôle (C). Cela est probablement dû au fait que le volume d'échantillon est insuffisant ou que le test n'a pas été réalisé correctement. Il est recommandé de revoir la procédure et de faire un nouveau test. Si le problème persiste, n'utilisez plus ce kit de test et contactez votre centre de dépistage de la COVID-19.

UTILISATION PRÉVUE

Le test antigénique rapide COVID-19 (écouvillon) est un kit de test à usage unique destiné à détecter le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19 dans les prélèvements nasaux chez les personnes atteintes de symptômes respiratoires suspects de COVID-19. Ce test est conçu pour être utilisé par des utilisateurs non formés.

Un résultat positif indique la présence d'antigènes du SARS-CoV-2. Les personnes dont le résultat est positif doivent éviter de faire aux établissements de santé compétents. Un résultat positif peut également être dû à une infection bactérienne ou virale autre que celle du SARS-CoV-2. Les personnes dont le résultat est négatif ne sont pas nécessairement exemptes de la COVID-19. Les personnes dont le résultat est négatif qui continuent de présenter des symptômes associés à ceux de la COVID-19 doivent continuer de suivre les protocoles de santé publique. Le test antigénique rapide COVID-19 (écouvillon) fournit un résultat préliminaire. La confirmation du résultat doit être basée sur un diagnostic clinique.

CONTEXTE

Les nouveaux coronavirus appartiennent au genre B. La COVID-19 est une maladie respiratoire aiguë. Les personnes y sont généralement infectées par contact direct avec une personne infectée par le nouveau coronavirus. Les personnes infectées par le nouveau coronavirus peuvent présenter une congestion nasale, un écoulement nasal, des maux de gorge, des douleurs musculaires et de la diarrhée.

PRINCIPE DU TEST

Le test antigénique rapide COVID-19 (écouvillon) est un immunoassay qualitatif à base de membrane destiné à la détection des antigènes de la protéine de nucléocapside du SARS-CoV-2 dans les échantillons nasaux humains.

REACTIFS

Ce test contient un anticorps monoclonal anti-SARS-CoV-2 et des IgG de chèvre. Les anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 et des IgG de chèvre sont utilisés pour détecter la présence de SARS-CoV-2 et des IgG de souris jouent le rôle de réactif de détection.

MATÉRIEL

Casquette de test • Tampon d'écouvillon • Notice
Écouvillon stérile • Sac de biosécurité (en option) • Puits-tube

Matériel requis mais non fourni

- Minuteur

LIMITES

Le non-respect de la procédure peut affecter les performances du test.

1. Le test antigénique rapide COVID-19 (écouvillon) indique uniquement la présence d'antigènes du SARS-CoV-2 dans l'échantillon.
2. L'absence d'un résultat ne signifie pas qu'il n'y a pas d'infection par le SARS-CoV-2, en particulier chez les personnes ayant été exposées au virus. Si le résultat du test est négatif ou non réactif, il est recommandé de continuer à suivre les protocoles de santé publique. Les personnes ayant des symptômes de COVID-19 doivent continuer à suivre les protocoles de santé publique.
3. Les faux résultats positifs à la COVID-19 peuvent être dus à une infection par des souches de coronavirus non-SARS-CoV-2 et à d'autres interférences.
4. Une concentration trop faible de virus dans l'échantillon peut entraîner un résultat négatif incorrect.

PERFORMANCES

Prévalence clinique

Une évaluation clinique a été effectuée. Elle compare les résultats obtenus à l'aide du test antigénique rapide COVID-19 en eux autres à l'aide d'un test RT-PCR (référence).

Prévalence clinique confirmée par PCR (écouvillon nasopharyngé)

Échantillon positif	Nombre de résultats correctement identifiés	
Échantillon positif	965	945
Échantillon négatif	332	332

COVID-19 Antigen Rapid Test (Swab)

COVID-19-Antigen-Schnelltest (Abstrich)

REF: IC0V-502S

Ein Schnelltest für den qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 Nucleocapsid-Protein-Antigenen in Nasenschnibeln.

Test zur Eigenanwendung | Deutsch

TESTVERFAHREN

01. Die Abdeckung des Extraktionspuffers entfernen. Die Hande waschen.
02. Den Tupfer in die Nasenhöhle einstecken. Nicht weiter als 2 cm einstecken. Den Tupfer 5-10 Mal in einer kreisförmigen Bewegung entlang der inneren Seite beider Nasenhöhlen bewegen oder drehen.
03. Den Tupfer sofort in das Röhrchen mit dem Extraktionspuffer stecken. Die Hande waschen.
04. Den Tupfer sofort in das Röhrchen mit dem Extraktionspuffer stecken. Die Hande waschen.
05. Die Testkasette aus der verpackten Folienpackung nehmen und den Test in einem sauberen und gut belüfteten Raum durchführen. Die Testkasette auf eine saubere und ebene Fläche stellen.
06. Die Testkasette aus der verpackten Folienpackung nehmen und den Test in einem sauberen und gut belüfteten Raum durchführen. Die Testkasette auf eine saubere und ebene Fläche stellen.
07. Nach Abschluss des Tests alle Komponenten des Tests in einen Kunststoffbeutel geben, dicht verschließen und dem gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. Die getrockneten Komponenten des Kits nicht wiederverwenden.
08. Nach Entfaltung des Testes gründlich die Hände waschen.

ERGBNISSE ABLESEN

Bitte teilen Sie Ihre Testergebnisse Ihrem Arzt mit und halten Sie die örtlichen COVID-Richtlinien/-Anforderungen ein.

POSITIV: Es sind zwei farbige Linien zu sehen. Eine farbige Linie ist im Kontrollbereich (C), eine weitere Linie im Testbereich (T) zu sehen.

Hinweise: Die Farbintensität der Testlinie (T) kann in Abhängigkeit von der Konzentration an SARS-CoV-2-Antigenen in der Probe variieren. Daher muss jegliche Färbung der Testlinie (T) als positiv interpretiert werden.

Ein positives Ergebnis bedeutet, dass Sie höchstwahrscheinlich an COVID-19 erkrankt sind. Das positive Ergebnis sollte aber nicht einmal bestätigt werden. Befolgen Sie genau die örtlichen COVID-Richtlinien/-Anforderungen. Falls erforderlich, kann Ihr Arzt zur Bestätigung einen Nachweis mittels PCR verschreiben.

NEGATIV: Es ist nur eine farbige Linie im Kontrollbereich (C) zu sehen. Im Testbereich (T) ist keine Linie zu sehen. Dies bedeutet, dass Sie sehr wahrscheinlich nicht an COVID-19 erkrankt sind. Es ist jedoch möglich, dass dieser Test bei einigen Menschen mit COVID-19 ein negatives Ergebnis anzeigt (ein falsches negatives Ergebnis). Das bedeutet, dass Sie möglicherweise COVID-19 haben, obwohl der Test negativ ist. Zudem wird empfohlen, den Test innerhalb von 1-2 Tagen zu wiederholen, da das Coronavirus nicht in allen Stadien der Infektion genau nachgewiesen werden kann.

Selbst bei einem negativen Testergebnis müssen die Regeln für Abstand und Hygiene eingehalten werden und die COVID-Richtlinien/-Anforderungen zu Migration/Reisen, Teilnahme an Veranstaltungen usw. müssen eingehalten werden.

UNGLÜCKIG: Im Kontrollbereich (C) ist keine Linie zu sehen. Der wahrscheinliche Grund für einen unglückigen Test ist eine unzureichende Probenmenge oder Fehler beim Testverfahren. Es wird empfohlen, das Verfahren zu überprüfen und dann mit einem neuen Test erneut durchzuführen. Verwenden Sie die Testkit nicht mehr, wenn das Problem nicht behoben ist und wenden Sie sich an Ihr lokales COVID-19-Zentrum.

VERWENDUNGSECK

Der COVID-19-Antigen-Schnelltest (Abstrich) ist ein für den einmaligen Gebrauch vorgesehener Schnelltest zum Nachweis des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2, das die COVID-19 verursacht. Nebenbakteriellen und viralen Infektionen sowie symptomatischen bzw. asymptomatischen Personen mit verminderter Immunabwehr ist die Verwendung nicht empfohlen. Eine detaillierte Beschreibung des Tests ist im Belegheft enthalten.

Ein positives Ergebnis bedeutet, dass SARS-CoV-2 vorhanden ist. Personen, denen ein positives Ergebnis anzeigt, sollten sich in Selbstisolation begeben und bei medizinischer Einrichtung Unterstützung anfordern. Ein positives Ergebnis kann auch durch eine bakterielle Infektion oder Kombination mit anderen Infektionen verursacht werden. Ein negatives Ergebnis schließt eine SARS-CoV-2-Infektion nicht aus. Personen, die ein negatives Ergebnis erhalten, sollten sich weiterhin in Selbstisolation befinden, sollten bei ihrer medizinischen Einrichtung weitere Unterstützung anfordern.

Der COVID-19-Antigen-Schnelltest (Abstrich) zeigt nur ein vorläufiges Ergebnis an. Dieses Ergebnis sollte nicht als Grundlage für klinische Entscheidungen dienen.

HINTERGRUND

Das neuartige Coronavirus zeigt zur Gattung B. COVID-19 ist eine akute Atemwegsinfektion. Menschen sind im Allgemeinen anfällig. Diezeit sind die mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Patienten die Hauptübertragungsweg der Infektion. SARS-CoV-2-infizierte Personen können allerdings auch infektiös sein, indem sie während der aktuellen epidemiologischen Untersuchung beträgt die Inkubationszeit 5 bis 14 Tage, meist 3 bis 7 Tage. Zu den Hauptsymptomen gehören Fieber, Müdigkeit und trockener Husten. Weitere Symptome sind Schnupfen, laufende Nase, Halsentzündung, Muskelschmerzen und Durchfall.

TESTPRINZIP

Der COVID-19-Antigen-Schnelltest (Abstrich) ist ein qualitativer membrangebundener Immunoassay zur Detektion von SARS-CoV-2-Nucleocapsid-Protein-Antigenen in Humanschnibeln.

REAGENTIEN

Die Testkasette enthält monoklonale Anti-SARS-CoV-2-Antikörper und Ziegen-Anti-Maus-IgG als Färbereagentien und monoklonale Anti-SARS-CoV-2-Antikörper und Maus-IgG als Nachweagentien.

TESTMATERIALIEN

Multiferrige Materialien

- Testkasette
- Extraktionspuffer
- Packungsbeilage
- Steriler Tupfer
- Biosicherheitsbeutel (optional)
- Röhrchenhalter

Nicht mitgelieferte, aber erforderliche Materialien

- Stoppuhr

TESTESCHRÄNKUNGEN

1. Werden die beschriebenen Verfahren nicht befolgt, kann sich dies auf die Testergebnisse auswirken.
2. Der COVID-19-Antigen-Schnelltest (Abstrich) weist das Vorhandensein von SARS-CoV-2-Antigenen in der Probe nach.
3. Negative Testergebnisse schließen eine SARS-CoV-2-Infektion nicht aus, insbesondere bei Personen, die mit dem Virus in Kontakt kamen. Wenn das Testergebnis negativ oder nicht reaktiv ist, ist es empfohlen, die Testergebnisse zu überprüfen und bei Bedarf einen weiteren Test durchzuführen. Es ist zu beachten, dass die Virus in einem sehr frühen Infektionsstadium möglicherweise nicht erkannt werden. Es wird empfohlen, den Test mit einem neuen Kit oder einem molekularbiologischen Testsystem erneut durchzuführen, um eine Infektion bei diesen Personen anzuschließen.

LEISTUNG

Klinische Leistung

Es wurde eine klinische Beurteilung durchgeführt, bei der die mit dem COVID-19-Antigen-Schnelltest erhaltenen Ergebnisse mit dem RT-PCR-Test verglichen wurden. Die klinische Studie umfasste 997 Testpersonen. Die Ergebnisse zeigten eine Sensitivität von 97,0% und eine Spezifität von 99,9% mit einer Gesamtgenauigkeit von 98,0%.

NUMERO CAMPIONI

Numero campioni confermati da PCR (tamponi nasofaringei)	Identificati	
Campione positivo	965	645
Campione negativo	332	332
Totale	997	977

Sensibilità 97,00% (97,00%/96,48-98,28%)
Specificità 99,90% (99,90%/98,98-100%)
Precisione 98,00% (98,00%/96,98-98,80%)

Sensibilità 97,00%: In insgesamt 665 bestätigte positive PCR (645 mites PCR bestätigte positive Probe) wurden durch den COVID-19-Antigen-Schnelltest von Clear diagnostisch korrekt identifiziert. Es wurden 20 falsch-Positive Fälle festgestellt. >99,9% Spezifität. Insgesamt 332 mites PCR bestätigte negative Probe. 332 mites PCR bestätigte negative Probe wurden durch den COVID-19-Antigen-Schnelltest von Clear diagnostisch korrekt identifiziert. Es gab 0 falsch-Positive Fälle. 98,0% Genauigkeit. Von insgesamt 997 mites PCR bestätigten Proben wurden 977 mites PCR bestätigte Proben mit dem COVID-19-Antigen-Schnelltest von Clear korrekt identifiziert.

Kreuzreaktivität

Die Testergebnisse werden in bestimmten Konzentrationen nicht durch andere respiratorische Viren und häufig vorkommende bakterielle Flora sowie geringe pathogene Coronavirusen, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind, beeinträchtigt.

Beschreibung	Testkonzentration	Beschreibung	Testkonzentration
Adenovirus Typ 3	3,16 x 10 ⁷ TCID ₅₀ /ml	Adenovirus	1,0 x 10 ⁷ org/ml
Humanes Coronavirus OC43	1 x 10 ⁷ TCID ₅₀ /ml	Echovirus coli	1,0 x 10 ⁷ org/ml
Humanes Coronavirus 229E	1 x 10 ⁷ TCID ₅₀ /ml	Herpesvirus influenzae	1,0 x 10 ⁷ org/ml
Humanes Coronavirus NL63	1 x 10 ⁷ TCID ₅₀ /ml	Legionella pneumophila	1,0 x 10 ⁷ org/ml
Humanes Coronavirus HKU1	1 x 10 ⁷ TCID ₅₀ /ml	Mykobakterium tuberculosis	1,0 x 10 ⁷ org/ml
Influenza A/H1N1	3,16 x 10 ⁷ TCID ₅₀ /ml	Bordetella pertussis	1,0 x 10 ⁷ org/ml
Influenza A/H2N1	3,16 x 10 ⁷ TCID ₅₀ /ml	Streptococcus pyogenes	1,0 x 10 ⁷ org/ml
Influenza B	3,16 x 10 ⁷ TCID ₅₀ /ml	Nisseria meningitidis	1,0 x 10 ⁷ org/ml
Humaner Rhinovirus 14	1,58 x 10 ⁷ TCID ₅₀ /ml	Pseudomonas aeruginosa	1,0 x 10 ⁷ org/ml
Humaner Rhinovirus 16	1,58 x 10 ⁷ TCID ₅₀ /ml	Staphylococcus aureus	1,0 x 10 ⁷ org/ml
Parainfluenzavirus 2	1,58 x 10 ⁷ TCID ₅₀ /ml	Staphylococcus epidermidis	1,0 x 10 ⁷ org/ml
Mumps	1,58 x 10 ⁷ TCID ₅₀ /ml	Streptococcus pyogenes	1,0 x 10 ⁷ org/ml
Parainfluenzavirus 3	1,58 x 10 ⁷ TCID ₅₀ /ml	Streptococcus salivarius	1,0 x 10 ⁷ org/ml
Stomatitis	1,17 x 10 ⁷ TCID ₅₀ /ml	Staphylococcus aureus	8,99 x 10 ⁷ TCID ₅₀ /ml

Substanzen

Die Testergebnisse werden in bestimmten Konzentrationen nicht durch folgende Substanzen beeinträchtigt.

Substanz	Konzentration	Substanz	Konzentration		
Sangtoll	200 µg/ml	Ribetavir	4,5 µg/ml	Zamam	5% v/v
Mannitol	50 µg/ml	Ribetavir	302 µg/ml	Alkohol	10%
Spray nasal	200 µg/ml	Tamiflu	5 mg/ml	Spray nasal	15% v/v
Fluoridol	6,8 mg/ml	HAMA	63 mg/ml	Pharyngitis	15% v/v
Desamethason	0,8 mg/ml	Tobramycin	2,43 mg/ml	Propylenglycol	5% v/v
Miproceton	12 mg/ml	Biotin	100 µg/ml	Getragene	5% v/v
Oxymetazolin	0,6 mg/ml	Menthol	1,5 mg/ml	Staphylo	5% v/v
Phenylephrin	12 mg/ml	Benzocain	1,5 mg/ml	(Butylphenol)	(w/v, 50 mg/ml)

Informations

Die Testergebnisse werden in bestimmten Konzentrationen nicht durch folgende Substanzen beeinträchtigt.

Substanz	Konzentration	Substanz	Konzentration		
Mannitol	200 µg/ml	Ribetavir	4,5 µg/ml	Zamam	5% v/v
Ribetavir	302 µg/ml	Ribetavir	302 µg/ml	Alkohol	10%
Spray nasal	15% v/v	Tamiflu	5 mg/ml	Pharyngitis	15% v/v
Fluoridol	6,8 mg/ml	HAMA	63 mg/ml	Propylenglycol	5% v/v
Desamethason	0,8 mg/ml	Tobramycin	2,43 mg/ml	Getragene	5% v/v
Miproceton	12 mg/ml	Biotin	100 µg/ml	Staphylo	5% v/v
Oxymetazolin	0,6 mg/ml	Menthol	1,5 mg/ml	Staphylo	5% v/v
Phenylephrin	12 mg/ml	Benzocain	1,5 mg/ml	(Butylphenol)	(w/v, 50 mg/ml)

COVID-19 Antigen Rapid Test (Swab)

Test antigenico rapido per COVID-19 (tampono)

REF: IC0V-502S

Per uso autodiagnostico | Italiano

Test rapido per la rilevazione qualitativa degli antigeni della proteina nucleocapside di SARS-CoV-2 presenti in campioni di tampono nasale.

Per uso autodiagnostico in vitro.

PROCEDURA DI TEST

01. Rimuovere accuratamente le mani prima di eseguire il test.
02. Rimuovere il tampono dalla confezione.
03. Inserire il tampono nella narina. Non superare una profondità di inserimento di 2 cm. Ruotare il tampono in un movimento circolare attorno alla parete interna di ciascuna narina per 10-15 volte.
04. Inserire immediatamente il tampono nella provetta di estrazione. Fare rotolare il tampono per assicurare una corretta estrazione. Premere la punta del tampono nella provetta di estrazione. Premere la punta del tampono nella provetta di estrazione. Premere la punta del tampono nella provetta di estrazione.
05. Inserire immediatamente il tampono nella provetta di estrazione. Fare rotolare il tampono per assicurare una corretta estrazione. Premere la punta del tampono nella provetta di estrazione. Premere la punta del tampono nella provetta di estrazione.
06. Schiacciare la provetta nella confezione. Premere la punta del tampono nella provetta di estrazione. Premere la punta del tampono nella provetta di estrazione.
07. Rimuovere la casetta di test dalla busta di alluminio sigillata e utilizzarla entro un'ora. La casetta di test deve essere utilizzata su una superficie.
08. Capovolgere la provetta e aggiungere 3 gocce di soluzione di estrazione. Capovolgere la provetta e aggiungere 3 gocce di soluzione di estrazione. Capovolgere la provetta e aggiungere 3 gocce di soluzione di estrazione.
09. Leggere il risultato dopo 15 minuti. Non interpretare il risultato dopo 20 minuti.
10. Dopo lo smaltimento del test, lavarsi accuratamente le mani.
11. Dopo lo smaltimento del test, lavarsi accuratamente le mani.
12. Dopo lo smaltimento del test, lavarsi accuratamente le mani.

COMUNICARE I RISULTATI

Comunicare i risultati del test al proprio operatore sanitario e seguire attentamente le linee guida requisiti locali di contrasto alla diffusione del COVID.

POSITIVO: sono presenti due linee colorate, di cui una comparsa nell'area di controllo (C) e l'altra nell'area di test (T).

Hinweise: Die Farbintensität der Testlinie (T) kann in Abhängigkeit von der Konzentration an SARS-CoV-2-Antigenen in der Probe variieren. Daher muss jegliche Färbung der Testlinie (T) als positiv interpretiert werden.

Ein positives Ergebnis bedeutet, dass Sie höchstwahrscheinlich an COVID-19 erkrankt sind. Das positive Ergebnis sollte aber nicht einmal bestätigt werden. Befolgen Sie genau die örtlichen COVID-Richtlinien/-Anforderungen. Falls erforderlich, kann Ihr Arzt zur Bestätigung einen Nachweis mittels PCR verschreiben.

NEGATIV: Es ist nur eine farbige Linie im Kontrollbereich (C) zu sehen. Im Testbereich (T) ist keine Linie zu sehen. Dies bedeutet, dass Sie sehr wahrscheinlich nicht an COVID-19 erkrankt sind. Es ist jedoch möglich, dass dieser Test bei einigen Menschen mit COVID-19 ein negatives Ergebnis anzeigt (ein falsches negatives Ergebnis). Das bedeutet, dass Sie möglicherweise COVID-19 haben, obwohl der Test negativ ist. Zudem wird empfohlen, den Test innerhalb von 1-2 Tagen zu wiederholen, da das Coronavirus nicht in allen Stadien der Infektion genau nachgewiesen werden kann.

Selbst bei einem negativen Testergebnis müssen die Regeln für Abstand und Hygiene eingehalten werden und die COVID-Richtlinien/-Anforderungen zu Migration/Reisen, Teilnahme an Veranstaltungen usw. müssen eingehalten werden.

UNGLÜCKIG: Im Kontrollbereich (C) ist keine Linie zu sehen. Der wahrscheinliche Grund für einen unglückigen Test ist eine unzureichende Probenmenge oder Fehler beim Testverfahren. Es wird empfohlen, das Verfahren zu überprüfen und dann mit einem neuen Test erneut durchzuführen. Verwenden Sie die Testkit nicht mehr, wenn das Problem nicht behoben ist und wenden Sie sich an Ihr lokales COVID-19-Zentrum.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Il risultato positivo indica la presenza di antigeni di SARS-CoV-2, con molta probabilità in un'attuale fase di infezione. Il risultato positivo indica la presenza di antigeni di SARS-CoV-2, con molta probabilità in un'attuale fase di infezione. Il risultato positivo indica la presenza di antigeni di SARS-CoV-2, con molta probabilità in un'attuale fase di infezione.

Informazioni

Il risultato positivo indica la presenza di antigeni di SARS-CoV-2, con molta probabilità in un'attuale fase di infezione. Il risultato positivo indica la presenza di antigeni di SARS-CoV-2, con molta probabilità in un'attuale fase di infezione. Il risultato positivo indica la presenza di antigeni di SARS-CoV-2, con molta probabilità in un'attuale fase di infezione.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Il risultato positivo indica la presenza di antigeni di SARS-CoV-2, con molta probabilità in un'attuale fase di infezione. Il risultato positivo indica la presenza di antigeni di SARS-CoV-2, con molta probabilità in un'attuale fase di infezione. Il risultato positivo indica la presenza di antigeni di SARS-CoV-2, con molta probabilità in un'attuale fase di infezione.

Informazioni

Il risultato positivo indica la presenza di antigeni di SARS-CoV-2, con molta probabilità in un'attuale fase di infezione. Il risultato positivo indica la presenza di antigeni di SARS-CoV-2, con molta probabilità in un'attuale fase di infezione. Il risultato positivo indica la presenza di antigeni di SARS-CoV-2, con molta probabilità in un'attuale fase di infezione.